

Cheer™

Technický list

Sonic představuje sluchadlo Cheer, které je dostupné v ucelené řadě konstrukčních variant (modelů) a vyznačuje se bezkonkurenční kvalitou zvuku. Cheer nabízí tři technologické úrovně, čímž dokáže pokrýt nároky na kompenzaci téměř jakékoliv ztráty sluchu. Sluchadla v kanálovém provedení IIC a CIC jsou navíc mnohem menší a ještě více atraktivní.

K již známé platformě variabilního zpracování řeči (SVP) byly přidány další funkce. U spousty modelů je k dispozici i možnost bezdrátového připojení. Tímto je umožněn ještě lepší sluchový vjem a komfort při každodenním používání sluchadla. Sluchadlo Cheer zkrátka stojí za to.







CR 60|40|20 CPx
Ušní hák

CR 60|40|20 CPx
Tenká hadička 1,3

CR 60|40|20 CPx
Tenká hadička 0,9

- Ušní hák bez filtru
- - - Ušní hák s filtrem
- Tenká hadička 1,3 mm
- - - Tenká hadička 0,9 mm

Nastavovací rozsah – CPx



	2cc kupler			Simulátor ucha		
	UŠNÍ HÁK	TENKÁ HADIČKA 1,3	TENKÁ HADIČKA 0,9	UŠNÍ HÁK	TENKÁ HADIČKA 1,3	TENKÁ HADIČKA 0,9
OSPL90, vrchol (dB SPL)	132*	128	124	137*	133*	128
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	127	114	109	135*	124	119
OSPL90, HFA (dB SPL)	123	119	113	–	–	–
Full On Gain, vrchol (dB)	71	69	65	77	73	69
Full On Gain, 1600 Hz (dB)	65	52	47	73	62	57
Full On Gain, HFA (dB)	59	55	49	–	–	–
Referenční testovací úroveň (dB)	47	44	38	60	49	44
Klidový proud (mA)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Provozní proud (mA)	1,6	1,6	1,6	1,2	1,2	1,2
Činitel zkreslení 500/800/1600 Hz (%)	<5/<4/<2	<4/<2/<2	<2/<2/<2	<6/<5/<2	<4/<2/<2	<2/<2/<2
Frekvenční rozsah (Hz)	100 – 5600	100 – 5200	100 – 5500	–	–	–
Ekvivalentní vstupní šum ¹⁾ , dB(A)	21	19	22	14	19	20
Indukční cívka 1 mA / m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	93	80	74	102	89	84
Indukční cívka HFA SPLITS (dB SPL)	100	95	90	–	–	–
Programové tlačítko	●	●	●	●	●	●
Regulátor hlasitosti	●	●	●	●	●	●
Indukční cívka	●	●	●	●	●	●
Automatická detekce telefonu	●	●	●	●	●	●
Velikost baterie	13	13	13	13	13	13
Systém mikrofonu	duální všesměrový	duální všesměrový	duální všesměrový	duální všesměrový	duální všesměrový	duální všesměrový
Adaptér FM	○	○	○	○	○	○
Adaptér DAI	○	○	○	○	○	○
Ušní hák	●	–	–	●	–	–
Tenká hadička 0,9/1,3	–	○	○	–	○	○

● standardní ○ volitelné

¹⁾ Technická data změřená s rozpětím, odpovídající nastavení měřící komůrky.

"2cc" odpovídá kupleru podle IEC 60318-5:2006. "Simulátor ucha" odpovídá kupleru podle IEC 60318-4:2010.

Použité verze: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014.

* Varování pro výdejce sluchadla

Maximální výstup sluchadla může překročit 132 dB SPL (IEC 60318-4). Zvláštní péče by měla být věnována při výběru a nastavení sluchadla, neboť existuje nebezpečí poškození zbytků sluchu uživatele sluchadla.





CR 60|40|20 P
Ušní hák

CR 60|40|20 P
Tenká hadička 1,3

CR 60|40|20 P
Tenká hadička 0,9

- Ušní hák bez filtru
- - - Ušní hák s filtrem
- Tenká hadička 1,3 mm
- - - Tenká hadička 0,9 mm

Nastavovací rozsah – P



	2cc kupler			Simulátor ucha		
	UŠNÍ HÁK	TENKÁ HADIČKA 1,3	TENKÁ HADIČKA 0,9	UŠNÍ HÁK	TENKÁ HADIČKA 1,3	TENKÁ HADIČKA 0,9
OSPL90, vrchol (dB SPL)	134*	130	125	138*	133*	128
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	126	117	111	134*	125	119
OSPL90, HFA (dB SPL)	128	120	114	–	–	–
Full On Gain, vrchol (dB)	68	65	61	72	68	65
Full On Gain, 1600 Hz (dB)	59	50	44	67	58	52
Full On Gain, HFA (dB)	62	54	48	–	–	–
Referenční testovací úroveň (dB)	51	42	37	58	50	43
Klidový proud (mA)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Provozní proud (mA)	1,7	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5
Činitel zkraslení 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<5/<3/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Frekvenční rozsah (Hz)	100 – 5600	100 – 5600	100 – 5800	–	–	–
Ekvivalentní vstupní šum ¹⁾ , dB(A)	15	18	20	18	20	22
Indukční cívka 1 mA / m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	89	79	73	96	87	80
Indukční cívka HFA SPLITS (dB SPL)	108	100	94	–	–	–
Programové tlačítko	●	●	●	●	●	●
Regulátor hlasitosti	●	●	●	●	●	●
Indukční cívka	●	●	●	●	●	●
Automatická detekce telefonu	●	●	●	●	●	●
Velikost baterie	13	13	13	13	13	13
Systém mikrofonu	směrový	směrový	směrový	směrový	směrový	směrový
Adaptér FM	○	○	○	○	○	○
Adaptér DAJ	○	○	○	○	○	○
Ušní hák	●	–	–	●	–	–
Tenká hadička 0,9/1,3	–	○	○	–	○	○

● standardní ○ volitelné

¹⁾ Technická data změřená s rozpětím, odpovídající nastavení měřící komůrky.

"2cc" odpovídá kupleru podle IEC 60318-5:2006. "Simulátor ucha" odpovídá kupleru podle IEC 60318-4:2010.

Použitá verze: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014.

* Varování pro výdejce sluchadla

Maximální výstup sluchadla může překročit 132 dB SPL (IEC 60318-4). Zvláštní péče by měla být věnována při výběru a nastavení sluchadla, neboť existuje nebezpečí poškození zbytků sluchu uživatele sluchadla.



CR 60|40|20 N
Ušní hák





CR 60|40|20 N
Tenká hadička 1,3



CR 60|40|20 N
Tenká hadička 0,9

- Ušní hák bez filtru
- - - Ušní hák s filtrem
- Tenká hadička 1,3 mm
- - - Tenká hadička 0,9 mm

Nastavovací rozsah – N



	2cc kupler			Simulátor ucha		
	UŠNÍ HÁK	TENKÁ HADIČKA 1,3	TENKÁ HADIČKA 0,9	UŠNÍ HÁK	TENKÁ HADIČKA 1,3	TENKÁ HADIČKA 0,9
OSPL90, vrchol (dB SPL)	122	118	115	128	123	119
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	122	105	101	127	114	110
OSPL90, HFA (dB SPL)	115	110	105	–	–	–
Full On Gain, vrchol (dB)	49	46	42	55	50	47
Full On Gain, 1600 Hz (dB)	48	32	27	54	41	36
Full On Gain, HFA (dB)	42	37	32	–	–	–
Referenční testovací úroveň (dB)	36	31	26	47	34	30
Klidový proud (mA)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Provozní proud (mA)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Činitel zkreslení 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<3/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Frekvenční rozsah (Hz)	100 – 7100	100 – 7100	100 – 7100	–	–	–
Ekvivalentní vstupní šum ¹⁾ , dB(A)	15	14	15	12	18	20
Programové tlačítko	●**	●**	●**	●**	●**	●**
Regulátor hlasitosti	**	**	**	**	**	**
Indukční cívka	–	–	–	–	–	–
Automatická detekce telefonu	–	–	–	–	–	–
Velikost baterie	312	312	312	312	312	312
Systém mikrofonu	směrový	směrový	směrový	směrový	směrový	směrový
Adaptér FM	–	–	–	–	–	–
Adaptér DAI	–	–	–	–	–	–
Ušní hák	○	–	–	○	–	–
Tenká hadička 0,9/1,3	–	●	●	–	●	●

● standardní ○ volitelné

¹⁾ Technická data změřená s rozpětím, odpovídající nastavení měřící komůrky.

"2cc" odpovídá kupleru podle IEC 60318-5:2006. "Simulátor ucha" odpovídá kupleru podle IEC 60318-4:2010.

Použití verze: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014.


** Stisknutí tlačítka může být naprogramováno pro ovládání hlasitosti





CR 60|40|20
MNR

- Sluchátko 105
- Sluchátko 100

Nastavovací rozsah – MNR
se sluchátkem 105



Nastavovací rozsah – MNR
se sluchátkem 100



	2cc kupler		Simulátor ucha	
	SLUCHÁTKO 105	SLUCHÁTKO 100	SLUCHÁTKO 105	SLUCHÁTKO 100
OSPL90, vrchol (dB SPL)	126	123	134*	131
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	124	122	131	129
OSPL90, HFA (dB SPL)	121	119	–	–
Full On Gain, vrchol (dB)	67	64	74	73
Full On Gain, 1600 Hz (dB)	64	62	71	69
Full On Gain, HFA (dB)	61	59	–	–
Referenční testovací úroveň (dB)	45	44	57	55
Klidový proud (mA)	1,2	1,3	1,2	1,3
Provozní proud (mA)	1,4	1,6	1,3	1,4
Činitel zesílení 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<3	<4/<2/<3
Frekvenční rozsah (Hz)	100 – 6300	100 – 7100	–	–
Ekvivalentní vstupní šum ¹⁾ , dB(A)	18	18	15	15
Programové tlačítko	●**	●**	●**	●**
Regulátor hlasitosti	**	**	**	**
Indukční cívka	–	–	–	–
Automatická detekce telefonu	●	●	●	●
Velikost baterie	312	312	312	312
Systém mikrofonu	směrový	směrový	směrový	směrový
Adaptér FM	–	–	–	–
Adaptér DAI	–	–	–	–

● standardní ○ volitelné

¹⁾ Technická data změřená s rozpětím, odpovídající nastavení měřící komůrky.

"2cc" odpovídá kupleru podle IEC 60318-5:2006. "Simulátor ucha" odpovídá kupleru podle IEC 60318-4:2010. Použité verze: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014.

*** Varování pro výdejce sluchadla**

Maximální výstup sluchadla může překročit 132 dB SPL (IEC 60318-4). Zvláštní péče by měla být věnována při výběru a nastavení sluchadla, neboť existuje nebezpečí poškození zbytků sluchu uživatele sluchadla.


** Stisknutí tlačítka může být naprogramováno pro ovládání hlasitosti.




CR 60|40|20
MNR

- Sluchátko 85
- Sluchátko 60


Nastavovací rozsah – MNR
se sluchátkem 85




Nastavovací rozsah – MNR
se sluchátkem 60





2cc kupler



Simulátor ucha



Frekvenční charakteristika při maximálním zesílení (FOG - Full On Gain)
Výstup / dB SPL



2cc kupler

Simulátor ucha

	SLUCHÁTKO 85	SLUCHÁTKO 60	SLUCHÁTKO 85	SLUCHÁTKO 60
OSPL90, vrchol (dB SPL)	116	109	125	118
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	111	104	119	112
OSPL90, HFA (dB SPL)	111	104	—	—
Full On Gain, vrchol (dB)	55	47	65	58
Full On Gain, 1600 Hz (dB)	50	43	58	51
Full On Gain, HFA (dB)	51	44	—	—
Referenční testovací úroveň (dB)	35	28	44	37
Klidový proud (mA)	1,3	1,2	1,3	1,2
Provozní proud (mA)	1,5	1,3	1,3	1,3
Činitel zkreslení 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<5/<5/<2
Frekvenční rozsah (Hz)	100 – 7100	100 – 6500	—	—
Ekvivalentní vstupní šum ¹⁾ , dB(A)	18	18	19	19
Programové tlačítko	●**	●**	●**	●**
Regulátor hlasitosti	**	**	**	**
Indukční cívka	—	—	—	—
Automatická detekce telefonu	●	●	●	●
Velikost baterie	312	312	312	312
Systém mikrofonu	směrový	směrový	směrový	směrový
Adaptér FM	—	—	—	—
Adaptér DAI	—	—	—	—

● standardní ○ volitelné

¹⁾ Technická data změřená s rozpětím, odpovídající nastavení měřící komůrky.

"2cc" odpovídá kupleru podle IEC 60318-5:2006. "Simulátor ucha" odpovídá kupleru podle IEC 60318-4:2010.

Použité verze: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014.

** Stisknutí tlačítka může být naprogramováno pro ovládání hlasitosti.




CR 60|40|20
ITEPDW




CR 60|40
ITED

— ITEPDW
--- ITED


Nastavovací rozsah – ITEPDW






Nastavovací rozsah – ITED



2cc kupler



Simulátor ucha



2cc kupler

Simulátor ucha

	ITEPDW	ITED	ITEPDW	ITED
OSPL 90, vrchol (dB SPL)	126	120	134*	130
OSPL 90, 1600 Hz (dB SPL)	123	114	129	121
HFA-OSPL 90 (dB SPL)	121	114	—	—
Full On Gain, vrchol (dB)	62	50	69	61
Full On Gain, 1600 Hz (dB)	57	44	64	50
Full On Gain HFA (dB)	55	44	—	—
Referenční testovací úroveň (dB)	43	38	54	43
Klidový proud (mA)	1,2	0,9	1,2	0,9
Provozní proud (mA)	1,3	1,2	1,3	0,9
Činitel zkreslení 500 / 800 / 1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<4	<2/<2/<2	<2/<2/<3
Frekvenční rozsah (Hz)	100 – 6000	100 – 7100	—	—
Ekvivalentní vstupní šum ¹⁾ , dB(A)	19	19	17	21
Indukční cívka 1 mA/m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	86	74	93	81
Indukční cívka HFA SPLITS (dB SPL)	99	92	—	—
Programové tlačítko	○**	○	○**	○
Regulátor hlasitosti	**	○	**	○
Indukční cívka	○	○	○	○
Automatická detekce telefonu	○	○	○	○
Velikost baterie	13	13	13	13
Systém mikrofonu	směrový	směrový	směrový	směrový

● standardní ○ volitelné

¹⁾ Technická data změřená s rozpětím, odpovídající nastavení měřící komůrky.

"2cc" odpovídá kupleru podle IEC 60318-5:2006. "Simulátor ucha" odpovídá kupleru podle IEC 60318-4:2010.

Použité verze: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014.

*** Varování pro výdejce sluchadla**

Maximální výstup sluchadla může překročit 132 dB SPL (IEC 60318-4). Zvláštní péče by měla být věnována při výběru a nastavení sluchadla, neboť existuje nebezpečí poškození zbytků sluchu uživatele sluchadla.

** Stisknutí tlačítka může být naprogramováno pro ovládání hlasitosti.




CR 60|40|20
ITCPDW




CR 60|40
ITCW

— ITCPDW
- - - ITCW


Nastavovací rozsah – ITCPDW




Nastavovací rozsah – ITCW





2cc kupler



Simulátor ucha



Frekvenční charakteristika při maximálním zesílení (FOG - Full On Gain)
Výstup / dB SPL



2cc kupler

Simulátor ucha

	ITCPDW	ITCW	ITCPDW	ITCW
OSPL 90, vrchol (dB SPL)	126	117	134*	126
OSPL 90, 1600 Hz (dB SPL)	123	111	129	119
HFA-OSPL 90 (dB SPL)	121	113	—	—
Full On Gain, vrchol (dB)	62	50	69	60
Full On Gain, 1600 Hz (dB)	57	41	64	49
Full On Gain HFA (dB)	55	44	—	—
Referenční testovací úroveň (dB)	43	35	54	42
Klidový proud (mA)	1,2	1,1	1,2	1,1
Provozní proud (mA)	1,3	1,3	1,3	1,1
Činitel zesílení 500 / 800 / 1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Frekvenční rozsah (Hz)	100 – 6000	100 – 7100	—	—
Ekvivalentní vstupní šum ¹⁾ , dB(A)	19	22	17	25
Indukční cívka 1 mA/m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	86	72	93	80
Indukční cívka HFA SPLITS (dB SPL)	99	94	—	—
Programové tlačítko	○**	○**	○**	○**
Regulátor hlasitosti	**	**	**	**
Indukční cívka	○	○	○	○
Automatická detekce telefonu	○	○	○	○
Velikost baterie	312	312	312	312
Systém mikrofonu	směrový	všesměrový	směrový	všesměrový

● standardní ○ volitelné

¹⁾ Technická data změřená s rozpětím, odpovídající nastavení měřící komůrky.

"2cc" odpovídá kupleru podle IEC 60318-5:2006. "Simulátor ucha" odpovídá kupleru podle IEC 60318-4:2010.

Použité verze: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014.

* Varování pro výdejce sluchadla

Maximální výstup sluchadla může překročit 132 dB SPL (IEC 60318-4). Zvláštní péče by měla být věnována při výběru a nastavení sluchadla, neboť existuje nebezpečí poškození zbytků sluchu uživatele sluchadla.

** Stisknutí tlačítka může být naprogramováno pro ovládání hlasitosti.




CR 60|40
ITCD




CR 60|40|20
ITC

— ITC
--- ITC


Nastavovací rozsah – ITC




Nastavovací rozsah – ITC





2cc kupler



Simulátor ucha



Frekvenční charakteristika při maximálním zesílení (FOG - Full On Gain)



2cc kupler

Simulátor ucha

	ITCD	ITC	ITCD	ITC
OSPL 90, vrchol (dB SPL)	117	118	128	128
OSPL 90, 1600 Hz (dB SPL)	111	111	120	119
HFA-OSPL 90 (dB SPL)	112	113	—	—
Full On Gain, vrchol (dB)	50	50	63	60
Full On Gain, 1600 Hz (dB)	41	40	50	49
Full On Gain HFA (dB)	43	43	—	—
Referenční testovací úroveň (dB)	36	35	44	42
Klidový proud (mA)	0,9	0,8	0,9	0,8
Provozní proud (mA)	1,0	0,9	0,9	0,8
Činitel zkreslení 500 / 800 / 1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Frekvenční rozsah (Hz)	100 – 7100	100 – 7500	—	—
Ekvivalentní vstupní šum ¹⁾ , dB(A)	19	21	22	25
Indukční cívka 1 mA/m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	72	72	81	80
Indukční cívka HFA SPLITS (dB SPL)	94	91	—	—
Programové tlačítko	○	○	○	○
Regulátor hlasitosti	○	○	○	○
Indukční cívka	○	○	○	○
Automatická detekce telefonu	○	○	○	○
Velikost baterie	312	312	312	312
Systém mikrofonu	směrový	všesměrový	směrový	všesměrový

● standardní ○ volitelné

¹⁾ Technická data změřená s rozpětím, odpovídající nastavení měřící komůrky.

"2cc" odpovídá kupleru podle IEC 60318-5:2006. "Simulátor ucha" odpovídá kupleru podle IEC 60318-4:2010.

Použité verze: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014.




CR 60|40
CICPW




CR 60|40|20
CICW

— CICPW
- - - CICW


Nastavovací rozsah – CICPW




Nastavovací rozsah – CICW





2cc kupler



Simulátor ucha



Frekvenční charakteristika při maximálním zesílení (FOG - Full On Gain)
Výstup / dB SPL



2cc kupler

Simulátor ucha

	CICPW	CICW	CICPW	CICW
OSPL90, vrchol (dB SPL)	116	109	125	119
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	110	101	117	108
OSPL90, HFA (dB SPL)	111	102	-	-
Full On Gain, vrchol (dB)	47	42	57	52
Full On Gain, 1600 Hz (dB)	41	32	49	40
Full On Gain, HFA (dB)	43	34	-	-
Referenční testovací úroveň (dB)	33	24	42	34
Klidový proud (mA)	1,1	1,1	1,1	1,1
Provozní proud (mA)	1,2	1,2	1,1	1,1
Činitel zkreslení 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<3/<3/<2
Frekvenční rozsah (Hz)	100 – 7500	100 – 7100	-	-
Ekvivalentní vstupní šum ¹⁾ , dB(A)	19	21	21	23
Programové tlačítko	○**	○**	○**	○**
Regulátor hlasitosti	**	**	**	**
Indukční cívka	-	-	-	-
Automatická detekce telefonu	-	-	-	-
Velikost baterie	10	10	10	10
Systém mikrofonu	všesměrový	všesměrový	všesměrový	všesměrový

● standardní ○ volitelné

¹⁾ Technická data změřená s rozpětím, odpovídající nastavení měřící komůrky.

"2cc" odpovídá kupleru podle IEC 60318-5:2006. "Simulátor ucha" odpovídá kupleru podle IEC 60318-4:2010. Použití verze: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014.

** Stisknutí tlačítka může být naprogramováno pro ovládání hlasitosti.



CR 60|40
CIC




CR60
IICW




CR60
IIC

— CIC
— IICW
--- IIC


Nastavovací rozsah – CIC






Nastavovací rozsah – IICW/IIC



2cc kupler



Simulátor ucha



2cc kupler

Simulátor ucha

	CIC	IICW	IIC	CIC	IICW	IIC
OSPL90, vrchol (dB SPL)	109	109	108	120	119	119
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	101	101	99	109	109	108
OSPL90, HFA (dB SPL)	102	102	100	—	—	—
Full On Gain, vrchol (dB)	42	35	35	52	44	46
Full On Gain, 1600 Hz (dB)	34	33	31	42	41	40
Full On Gain, HFA (dB)	35	34	32	—	—	—
Referenční testovací úroveň (dB)	24	25	23	34	34	33
Klidový proud (mA)	0,7	1,0	0,8	0,7	1,0	0,8
Provozní proud (mA)	0,8	1,1	0,8	0,7	1,0	0,8
Činitel zkreslení 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<3/<3/<3	<2/<2/<2
Frekvenční rozsah (Hz)	100–6900	100–7300	100–7300	—	—	—
Ekvivalentní vstupní šum ¹⁾ , dB(A)	21	19	20	24	21	22
Programové tlačítko	○	*	—	○	*	—
Regulátor hlasitosti	—	*	—	—	*	—
Indukční cívka	—	—	—	—	—	—
Automatická detekce telefonu	—	—	—	—	—	—
Velikost baterie	10	10	10	10	10	10
Systém mikrofonu	všesměrový	všesměrový	všesměrový	všesměrový	všesměrový	všesměrový


● standardní ○ volitelné

¹⁾ Technická data změřena s rozpětím, odpovídající nastavení měřící komůrky.

"2cc" odpovídá kupleru podle IEC 60318-5:2006. "Simulátor ucha" odpovídá kupleru podle IEC 60318-4:2010. Použité verze: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014.

* Přes SoundGate 3 nebo RC-N

AKUSTICKÉ PŘIZPŮSOBENÍ



PŘEHLED VARIANT



	IIC ¹⁾	CIC	ITC	ITE	MNR	N	P	CPx
Velikost baterie	10	10	312	13	312	312	13	13
Model Power (výkonné sluchadlo)		○	○	○	Výkonný měnič		●	●
Směrový poslech			○	●	●	●	●	
Programové tlačítko		○*	○*	○*	●*	●*	●	●
Regulátor hlasitosti	**	*	○*	○*	*	*	●	●
Indukční cívka			○	○			●	●
Auto telefon			○	○	●		●	●
Bezdrátové připojení	○	○	○	○	●	●	●	●
DAI/FM							●	●
Ušní hák						○	●	●
Adaptér pro tenkou hadičku						●	○	○
IP ochrana ²⁾					IP58	IP57	IP58	IP58

¹⁾ Pouze Cheer 60

● standardní ○ volitelné

²⁾ IP5X indikuje odolnost vůči prachu..

IPX7 indikuje ochranu proti účinkům dočasného ponoření do vody.

IPX8 indikuje ochranu proti nepřetržitému ponoření do vody.

* Stisknutí tlačítka může být naprogramováno pro ovládání hlasitosti.

** Pouze přes SoundGate 3 nebo RC-N

BAREVNÉ VARIANTY

Všechny závěsné sluchadla Cheer BTE jsou dostupné v šesti barvách pro horní kryt a ve dvou barvách pro pouzdro sluchadla.

Pouzdro sluchadla – světle hnědá



běžová světle hnědá hnědá

Pouzdro sluchadla – tmavě šedá



šedá tmavě šedá černá

Všechna zákaznická sluchadla jsou k dispozici ve čtyřech barvách.

IICW a IIC jsou dostupné pouze v černé.



běžová světle hnědá středně hnědá tmavě hnědá černá
(pouze varianta IIC)

PŘEHLED FUNKCÍ*

CHEER 60

CHEER 40

CHEER 20

KVALITA ZVUKU

	◀ Variabilní zpracování řeči ▶		
Zpracování signálu			
Rozlišování detailů	●	●	●
Zpracování obálky	●	●	●
Šířka pásma	8 kHz	8 kHz	8 kHz
Frekvenční přesun	●		

POTLAČENÍ ŠUMU

Adaptivní potlačení zpětné vazby	●	●	●
Potlačení rušení větrem	●	●	
Potlačení jemného rušení	●	●	●
Potlačení šumu s prioritou řeči	4 možnosti	3 možnosti	3 možnosti

SMĚROVÝ POSLECH

Všesměrovost	●	●	●
Pevná směrovost	●	●	●
Adaptivní směrovost	●	●	

BINAURÁLNÍ KOORDINACE

Změna hlasitosti a programu	●	●	●
Kontrola "nepoužívaného" ucha při telefonování (Auto-T)	●		
Kontrola "nepoužívaného" ucha při telefonování (ruční)	●	●	●

PROGRAMOVÉ MOŽNOSTI

Univerzální program	●	●	●
Přepínatelné poslechové programy	4	4	4
Poslechová prostředí	13	11	8
Zaznamenávání údajů	●	●	●
Funkce učení	●		
Bezdrátové nastavování pomocí FittingLINK	○	○	○
Nastavování na skutečném uchu	●	●	●

DALŠÍ FUNKCE

Bezdrátové připojení	●	●	●
Ztišení stiskem tlačítka	●	●	
Zvuková indikace stavu	●	●	●
Zpoždění zapnutí	●	●	●
Automatická detekce telefonu	●		

* U některých modelů nejsou všechny funkce dostupné.

● standardní ○ volitelné

PROGRAMOVACÍ VYBAVENÍ

Sluchadlo Cheer se programuje v programu SONIC EXPRESSfit, verze 2016 nebo vyšší, kompatibilním se softwarem NOAH. HI-PRO, HI-PRO 2, NOAHlink, EXPRESSlink³, FittingLINK nebo nEARcom programovací rozhraní je nutné mít k dispozici. FittingLINK může být použit jen s bezdrátovými modely. Samostatná instalace programu EXPRESSfit je také možná.

Operační systém

Microsoft® Windows® 10, 32/64 bit, všechny edice
 Microsoft® Windows® 8, 32/64 bit, všechny edice
 Microsoft® Windows® 7, 32/64 bit, všechny edice
 Microsoft® Windows Vista®, 32/64 bit, všechny edice

Noah

Noah 4.4 nebo vyšší (minimum pro Windows® 10)
 Noah 4.3 (minimálně pro Windows® 8)
 Noah 4.2 (minimálně pro Windows® 7)
 Noah 4
 Všechny verze Noah 3 - není doporučeno
 Poznámka: Pokud používáte OAS software, prosím použijte pouze verze s aktualizovaným modulem Noah Engine, viz výše.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Programovací kabel, č. 2 - nový standard (HiPro/EXPRESSlink3)	Modrý, levý – 200 cm délka	120902
Programovací kabel, č. 2 - nový standard (HiPro/EXPRESSlink3)	Červený, pravý – 200 cm délka	120900
NOAH Link Programovací kabel	Modrý, levý – 50 cm délka	3003388
NOAH Link Programovací kabel	Červený, pravý – 50 cm délka	3003387
Programovací adaptér	Pro CPx	399-50-640-00
FlexConnect	Programovací pásek pro miniRITE	390-01-180-05
Programovací adaptér Mini	Na nastavování CIC, IIC bez bezdrátového připojení	164237
FlexConnect Mini	Programovací pásek pro zákaznické sluchadla, kromě CIC a IIC bez bezdrátového připojení	117468

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRODUKT	POPIS	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Dálkové ovládání RC-N	Drobné zařízení pro úpravu hlasitosti a programu	139770
SoundGate 3 (Bluetooth®)	Rozhraní pro bezdrátovou komunikaci, dálkové ovládání. S indukční cívkou.	144605
Mikrofon SoundGate	Klipový mikrofon, který zlepšuje porozumění řeči vybrané osoby (vyžaduje SoundGate 3)	145646
FittingLINK	Umožňuje bezdrátové programování sluchadel	144720
TV Adapter 2 (Bluetooth®)	Umožňuje bezdrátový příjem TV audio signálů	138361
Phone Adapter 2 (Bluetooth®)	Umožňuje bezdrátový příjem pevné telefonní linky	130970 US, 130966 EU, 130964 BR, 130965 CN, 130968 KR, 130963 AU, 131570 RU, 130969 NZ, 130971 ZA
DAI Adapter (DAI 4)	Pro CPx BTE	147602
DAI Adapter (AP1000)	Pro P BTE	142207
FM Adapter (FM9)	Pro CPx BTE	147435
FM Adapter (FM10)	Pro P BTE	142328
Kit s tenkými hadičkami miniFit	Pro P BTE, CPx a N BTE, obsahuje různé typy ušních koncovek - kloboučků (Dome) a tenkých hadiček, nástrojů a dalšího vybavení	156557
Kit sluchátek miniFit	Pro miniRITE, obsahuje sluchátka typu 60 a 85, koncovky (Open Dome a Bass Dome Double Vent) a další nástroje a vybavení.	152606



Sonic Innovations, Inc.
2501 Cottontail Lane
Somerset, NJ 08873 USA
+1 888 423 7834



Sonic AG
Morgenstrasse 131B
3018 Bern, Switzerland
+41 31 560 21 21

©2016 Sonic Innovations, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Bluetooth je registrovaná značka vlastněná
společností Bluetooth SIG, Inc, USA.

Provozní podmínky

- Teplota: +1 °C do +40 °C
- Vlhkost: 5 % do 93 %, nekondenzující

Skladování a přepravní podmínky

- Teplota a vlhkost nesmí dlouhodobě překročit níže uvedené limity během přepravy a skladování:
- Teplota: -25 °C do +60 °C
 - Vlhkost: 5 % do 93 %, nekondenzující

CE 0543

