



Grason-Stadler

# NOVOROZENECKÝ AABR/OAE SCREENING



---

## NOVUS

---


# AABR VYŠETŘENÍ

# NIKDY NEBYLO JEDNODUŠŠÍ

## GSi NOVUS

## OBJEKTIVNÍ A PŘESNÝ

GSi Novus™ je elegantní, ruční, komplexní zařízení pro novorozenecký sluchový screening. Novus nabízí dotykový displej a intuitivní software v kompaktním hardwarovém designu. Novus může být konfigurován s libovolnou kombinací AABR, TEOAE a DPOAE, která umožňuje bezproblémový dvoustupňový screening novorozenců.



## SPRAVUJTE SVÁ DATA POMOCÍ HEARSIM

Databázový software HearSIM™ nabízí vše, co potřebujete ke správě novorozeneckého sluchového screeningu. Nahrajte jména pacientů do přístroje Novus nebo pomocí intuitivního zobrazení databáze rychle určete, kteří pacienti potřebují další vyšetření. Kromě prohlížení, ukládání a tisku výsledků je možné data exportovat do Hi-Track nebo ukládat v jiných formátech, jako je XML. Nastavení zařízení, jako jsou jména kojenců, zabezpečení a rizikové faktory, lze konfigurovat přímo z programu HearSIM.

## VYŠETŘENÍ OBOU UŠÍ SOUČASNĚ

Pro ABR měření, Novus pomocí vložných sluchátek IP30 s ušními koncovkami nebo pomocí tzv. Ear cups nabízí vyšetření obou uší současně. Vyšetření obou uší současně nabízí významnou úsporu času (tato možnost je volitelná).





# KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

---

## KOMBINOVANÉ AABR/OAE VYŠETŘENÍ

Novus dokáže kombinovat vyšetření AABR a OAE v jednom zařízení, což zkrátí čas vyšetření a umožní se tak věnovat více novorozенým pacientům.

## CE-CHIRP STIMUL PRO ABR

Odezvy stimulu CE-Chirp ABR jsou dvakrát větší než tradiční stimul klik. Větší odezvy vedou k usnadnění vyšetření a rychlejším výsledkům.

## MOŽNOST RYCHLÉHO VYŠETŘENÍ

Proved'te vyšetření bez zadávání demografických údajů. Jedním dotykem můžete spustit měření. Ideální při školení nového personálu či potřeby rychlého vyšetření.

## VÝSLEDKY PASS/REFER

Ušetřete čas díky automatickým výsledkům. Jakmile jsou splněna kritéria měření, přístroj ukáže výsledek vyšetření ve formě odpovědi PASS/REFER (VÝBAVNÉ/NEVÝBAVNÉ). Novus je optimalizován pro dětské uši.

## DOTYKOVÝ DISPLEJ

Uživatelé používající přístroj cítí okamžitý komfort díky intuitivnímu dotykovému displeji a mohou hladce procházet položkami menu či se ihned pustit do vyšetření.

## BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ

Součástí Novusu je dokovací stanice pro bezdrátové nabíjení. Když je baterie vybitá, jednoduše umístíte přístroj na dokovací stanici a Novus se automaticky dobije. Plně nabitý Novus vydrží přibližně 50 ABR nebo 150 OAE vyšetření.



## 3 KLÍČOVÉ VÝHODY

---

### ✓ PŘENOSNÝ DESIGN

Kompaktní design umožňuje Novus snadno přenést k lůžku dítěte. Novus je perfektním řešením pro rušnou nemocnici, která potřebuje spolehlivý, jednoduše ovladatelný a rychlý screening.

### ✓ SPOLEHLIVÉ VYŠETŘENÍ

Novus je navržen tak, aby vydržel neustálé intenzivní používání ve zdravotnických zařízeních a je to zařízení, na které se můžete den co den spolehnout.

### ✓ JEDNODUCHÝ K POUŽITÍ

Novus má jednoduché a logické rozhraní, které se mohou zdravotnický personál rychle a s jistotou naučit.

# NOVOROZENECKÝ AABR/OAE SCREENING

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Novus je screeningový lékařský přístroj. Zařízení je klasifikováno jako zařízení třídy IIa podle lékařské směrnice EU 93/42/EEC a zařízení třídy II podle amerického FDA.

### ROZMĚRY A VÁHA

**Š x H x V:** 15.8 cm x 8.3 cm x 1.9 cm

**Rozlišení displeje:** 272 x 480 px / barevný

**Váha:** 265 g

### OBECNÉ SPECIFIKACE

**Uživatelské prostředí:** Dotyková obrazovka

**Zpětná vazba:** Integrovaný reproduktor

**Možnosti jazyku:** Angličtina (výchozí), 15 možností

**Paměť:** 1 GB (25.000 záznamů: 250 pacientů se 100 záznamy)

**Datové rozhraní:** USB, Bluetooth®

**Čas spuštění:** <5 vteřin

**Baterie:** Li-ion baterie 44794; Kapacita: 3.7V/3850 mAh

**Výdrž baterie na plné nabití:** 150 OAE / 50 ABR měření

**Čas zahřátí:** Po spuštění není nutná žádná doba zahřátí

### SPECIFIKACE PŘÍSTROJE – AABR

**Stimul vyšetření:** CE-Chirp®

**Frekvence stimulu:** 88/s levé ucho, 92.5/s pravé ucho

**Intenzita stimulu:** 35 dB nHL (výchozí protokol)

**Sběr dat:** 22 kHz vzorkovací frekvence, 24 bit

### PŘEDZESILOVAČ

**EEG Filtr:** 0.5 Hz – 5.0 kHz

**Zisk:** 72 dB

**CMRR:** >100 dB při 100Hz

### SPECIFIKACE PŘÍSTROJE – OAE

**DPOAE**

**Frekvence stimulu:** 2000, 3000, 4000, 5000 Hz

**Frekvenční rozsah stimulu:** 1500 - 6000 Hz

**Nominální frekvence, F2/F1 poměr:** F2, 1.22

**Intenzita L1/L2:** 65/55 dB SPL

**TEOAE**

**Typ stimulu:** Nelineární Click (v souladu s IEC 60645-3)

**Frekvenční rozsah stimulu:** 1000 – 4000 Hz

**Intenzita stimulu:** 83 dB peSPL, kalibrováno vrchol-vrchol, AGC ověřeno

### DOKOVACÍ/NABÍJECÍ STANICE

#### ELEKTRICKÁ IZOLACE

**Vstup stejnosměrného proudu:** 5V/1.6A

**Zdroj napájení:** AC 100 – 240 V, ~ 50/60 Hz, 400mA

#### MĚNIČE

Vložitná sluchátka Radioear IP30

Sonda pro OAE a ABR vyšetření

#### TISKÁRNA (VOLITELNÉ)

**Typ:** Termální

**Připojení:** Bluetooth®

**Baterie:** Lithium Ion, DC 7.4V, 1500 mAh

**Nabíjení:** AC 100 - 250V, ~ 50/60 Hz, 1.0 A

**Váha:** 360 g

**Papír:** Termocitlivý papír nebo štítky (358 g)

#### PROSTŘEDÍ

**Teplota a vlhkost/Provozní podmínky:**

- **Provozní:** +15° C do +35° C
- **Přeprava a skladování:** -20° C do +50° C
- **Maximální vlhkost:** 90% (provozní, bez kondenzace)
- **Maximální vlhkost:** 95% (provozní, bez kondenzace)

#### KVALITA ZAŘÍZENÍ

Vyrobeno, navrženo, vyvinuto a uváděno na trh dle jakostních norem certifikovaných v souladu s ISO 13485.

#### PROHLÁŠENÍ

**Standardy:**

- IEC 60601-1, Class II, Typ BF
- IEC 60601-1-2
- IEC 60601-2-40
- ISO 389-2
- ISO 389-6
- IEC 60645-3
- IEC 60645-6, Typ 2
- IEC 60645-7, Typ 2